



Vassoi Portastrumenti Instrument Trays

Contenitori per Endodonzia Endodontic Boxes



MADE IN ITALY



Vassoi Portastrumenti Instrument Trays

Cassette Portastrumenti Inox
Stainless Steel Instrument Cassettes



STANDARD
Dimensioni/Dimensions:
288x182x34 mm.



2770-1A
Arancio
Orange



2770-1R
Rosso
Red



2770-1V
Verde
Green

2770-1
Locking Trays Standard per 20 strumenti, completo di rastrelliera in silicone
Locking Trays Large for 20 instruments, complete with silicone insert frame



2770-2A
Arancio
Orange



2770-2R
Rosso
Red




2770-2V
Verde
Green

2770-2
Locking Trays Standard per 15 strumenti, completo di rastrelliera in silicone
Locking Trays Large for 15 instruments, complete with silicone insert frame



2770-3A
Arancio
Orange



2770-3R
Rosso
Red



2770-3V
Verde
Green

2770-3
Locking Trays Standard per 10 strumenti, completo di rastrelliera in silicone
Locking Trays Large for 10 instruments, complete with silicone insert frame



2774
Serie di 2 pomelli di ricambio
in acciaio completi di rondelle
Set of 2 spare stainless steel
knobs complete of washers



2775
N° 2 clips per Locking Trays,
per forbici
N. 2 clips for Locking Trays,
for scissors



NEW



Vassoi Portastrumenti Instrument Trays

Cassette Portastrumenti Inox Stainless Steel Instrument Cassettes



MIDI
Dimensioni/Dimensions:
182x144x34 mm.



2771-1A
Arancio
Orange



2771-1R
Rosso
Red



2771-1V
Verde
Green

2771-1
Locking Trays Medio per 10 strumenti, completo di rastrelliera in silicone
Locking Trays Medium for 10 instruments, complete with silicone insert frame



2771-2A
Arancio
Orange



2771-2R
Rosso
Red



2771-2V
Verde
Green

2771-2
Locking Trays Medio per 5 strumenti, completo di rastrelliera in silicone
Locking Trays Medium for 5 instruments, complete with silicone insert frame



2772-1A
Arancio
Orange



2772-1R
Rosso
Red



2772-1V
Verde
Green

2772-1
Locking Trays Mini per 5 strumenti, completo di rastrelliera in silicone
Locking Trays Mini for 5 instruments, complete with silicone insert frame




MINI
Dimensioni/Dimensions:
182x72x34 mm




2770-G **2770-GA**
2770-GR **2770-GV**

Blocca strumenti in
silicone 10 posti
Silicone instrument
holder for 10 places



2771-G **2771-GA** **2771-GR** **2771-GV**

Blocca strumenti in
silicone 5 posti
Silicone instrument
holder for 5 places



2772-G **2772-GA**
2772-GR **2772-GV**

Rastrelliera in
silicone 10 posti
Silicone insert frame
for 10 places



2773-G **2773-GA** **2773-GR** **2773-GV**

Rastrello in silicone
5 posti
Silicone insert frame
for 5 places

Vassoi Portastrumenti Instrument Trays

Vassoi portastrumenti in acciaio inox - STANDARD

Stainless steel instrument trays - STANDARD



2721-U

Coperchio forato, misura mm. 288 x 187 x 29
Perforated lid, dimensions mm. 288 x 187 x 29

2721-L

Vassoio forato, misura mm. 284 x 183 x 17
Perforated base, dimensions mm. 284 x 183 x 17

S2722-1

Portastrumenti completo di vassoio forato, coperchio forato e griglia per 16 strumenti, misure mm. 288 x 187 x 39
Perforated instrument tray complete with insert frame for 16 instruments, dimensions mm. 288 x 187 x 39

S2722-2

Portastrumenti completo di vassoio forato, coperchio forato e griglia per 23 strumenti, misure mm. 288 x 187 x 39
Perforated instrument tray complete with insert frame for 23 instruments, dimensions mm. 288 x 187 x 39



S2721-2

Vassoio portastrumenti in acciaio inox - Standard
Stainless steel instrument tray - Standard

2720-U

Coperchio, misura mm. 288 x 187 x 29
Lid, dimensions mm. 288 x 187 x 29

2721-L

Vassoio forato, misura mm. 284 x 183 x 17
Perforated base, dimensions mm. 284 x 183 x 17

S2721-1

Portastrumenti completo di vassoio forato, coperchio non forato e griglia per 16 strumenti, misure mm. 288 x 187 x 39
Instrument tray complete with perforated base, solid lid and insert frame for 16 instruments, dimensions mm. 288 x 187 x 39

S2721-2

Portastrumenti completo di vassoio forato, coperchio non forato e griglia per 23 strumenti, misure mm. 288 x 187 x 39
Instrument tray complete with perforated base, solid lid and insert frame for 23 instruments, dimensions mm. 288 x 187 x 39



Vassoi portastrumenti in acciaio inox - STANDARD
Stainless steel instrument trays - STANDARD



2720-U

Coperchio, misura mm. 288 x 187 x 29
Lid, dimensions mm. 288 x 187 x 29

2720-L

Vassoio, misura mm. 284 x 183 x 17
Base, dimensions mm. 284 x 183 x 17

S2720-1

Portastrumenti completo di vassoio non forato, coperchio non forato e griglia per 16 strumenti, misure mm. 288 x 187 x 39

Solid instrument tray complete with insert frame for 16 instruments, dimensions mm. 288 x 187 x 39


S2720-2

Portastrumenti completo di vassoio non forato, coperchio non forato e griglia per 23 strumenti, misure mm. 288 x 187 x 39

Solid instrument tray complete with insert frame for 23 instruments mm. 288 x 187 x 39

2730-1

Griglia portastrumenti STANDARD per 16 strumenti in acciaio inox
Insert frame STANDARD for 16 instruments in stainless steel



2730-2

Griglia portastrumenti STANDARD per 23 strumenti in acciaio inox
Insert frame STANDARD for 23 instruments in stainless steel

Pinze per sterilizzazione
Sterilizing forceps




0565-1
cm. 20



0565-2
cm. 30

Vassoi Portastrumenti Instrument Trays

Vassoi Portastrumenti in acciaio Inox
Stainless Steel Instrument Trays



S2700

Portastrumenti completo di vassoio, coperchio non forato e griglia per 7 strumenti, misure mm. 200 x 100 x 30
Solid instrument tray complete, with insert frame for 7 instruments, dimensions mm. 200 x 100 x 30

2700-U

Coperchio, misure mm. 200 x 100 x 10
Solid lid, dimensions mm. 200 x 100 x 10


2700-L

Vassoio, misure mm. 200 x 100 x 30
Solid base, dimensions mm. 200 x 100 x 30

S2702
Portastrumenti completo di vassoio, coperchio forato e griglia per 7 strumenti, misure mm. 200 x 100 x 30
Perforated instrument tray complete, with insert frame for 7 instruments, dimensions mm. 200 x 100 x 30

2702-U
Coperchio forato, misure mm. 200 x 100 x 10
Perforated lid, dimensions mm. 200 x 100 x 10

2702-L
Vassoio forato, misure mm. 200 x 100 x 30
Perforated base, dimensions mm. 200 x 100 x 30



2700-G
Griglia portastrumenti per 7 strumenti in acciaio inox
Insert frame for 7 instruments in stainless steel

Vaschette inox
Inox trays



2737-1
Vaschetta -MAXI- in acciaio, misure mm. 150 x 200
Maxi- inox tray dimension mm. 150 x 200



2737-2
Vaschetta -MINI- in acciaio, misure mm. 100 x 200
MINI- inox tray dimension mm. 100 x 200



2737-3
Bacinella inox reniforme, misure mm. 170x100x35
Kidney tray dimension mm. 170x100x35



2737-4
Bacinella inox reniforme, misure mm. 250x140x40
Kidney tray dimension mm. 250x140x40



Vassoi portastrumenti in acciaio inox - MIDI

Stainless steel instrument trays - MIDI



2723-U

Coperchio forato, misura mm. 187 x 144 x 29
Perforated lid, dimensions mm. 187 x 144 x 29

2723-L


Vassoio forato, misura mm. 183 x 142 x 17
Perforated base, dimensions mm. 183 x 142 x 17

S2723-1

Portastrumenti completo di vassoio, coperchio forato e griglia per 8 strumenti, misure mm. 187 x 144 x 39
Perforated instrument tray complete with insert frame for 8 instruments, dimensions mm. 187 x 144 x 39

S2723-2

Portastrumenti completo di vassoio, coperchio forato e griglia per 4 strumenti, misure mm. 187 x 144 x 39
Perforated instrument tray complete with insert frame for 4 instruments, dimensions mm. 187 x 144 x 39



S2723-2

Vassoio per controllo operativo - tipo forato - Midi
Operating procedure trays - perforated - Midi

2724-U

Coperchio, misura mm. 187 x 144 x 29
Lid, dimensions mm. 187 x 144 x 29

2724-L


Vassoio, misura mm. 183 x 142 x 17
Base, dimensions mm. 183 x 142 x 17

S2724-1

Portastrumenti completo di vassoio non forato, coperchio non forato e griglia per 8 strumenti, misure mm. 187 x 144 x 39
Instrument tray complete with solid base, lid and insert frame for 8 instruments, dimensions mm. 187 x 144 x 39

S2724-2

Portastrumenti completo di vassoio non forato, coperchio non forato e griglia per 4 strumenti, misure mm. 187 x 144 x 39
Instrument tray complete with solid base, lid and insert frame for 4 instruments, dimensions mm. 187 x 144 x 39




2730-4

Griglia portastrumenti MIDI per 8 strumenti in acciaio inox
Insert frame MIDI for 8 instruments in stainless steel


2730-5

Griglia portastrumenti MIDI per 4 strumenti in acciaio inox
Insert frame MIDI for 4 instruments in stainless steel



Vassoi Portastrumenti Instrument Trays

Vassoi portastrumenti in alluminio anodizzato colorato - STANDARD
Aluminium colour - coded instrument trays - STANDARD



AL2720-LC



AL2720-LR



AL2720-LO



AL2720-LV




AL2720-LA




AL2720-UA
Coperchio - solo colore argento, misura mm. 288 x 187 x 29
Lid - grey only, dimensions mm. 288 x 187 x 29

Vassoi colorati
misura
mm. 284 x 183 x 17
Colour - coded bases
dimensions
mm. 284 x 183 x 17

Griglie portastrumenti in Alluminio
Aluminium insert frames



AL2730-1
Griglia per 11 strumenti
Insert frame for 11 instruments




AL2730-2
Griglia per 17 strumenti
Insert frame for 17 instruments




Vassoi Portastrumenti Instrument Trays


Vassoi portastrumenti in alluminio anodizzato colorato - STANDARD - forati
Aluminium colour - coded instrument trays - STANDARD - perforated




AL2721-LC



AL2721-LR



AL2721-LO



AL2721-LV



AL2721-LA




AL2721-UA

Coperchio - solo colore argento, misura mm. 288 x 187 x 29
Lid - grey only, dimensions mm. 288 x 187 x 29


Vassoi colorati
misura
mm. 284 x 183 x 17
Colour - coded bases
dimensions
mm. 284 x 183 x 17

Griglie portastrumenti in Alluminio
Aluminium insert frames

Vassoi in alluminio - STANDARD
Aluminium instrument trays - STANDARD



AL2730-3
Griglia per 10 strumenti
Insert frame for 10 instruments




AL2730-4
Griglia per 11 strumenti
Insert frame for 11 instruments




Vassoi Portastrumenti Instrument Trays

Vassoi portastrumenti in alluminio anodizzato colorato - MIDI
Aluminium colour - coded instrument trays - MIDI




Vassoi in alluminio - Midi -
per protocollo operativo
Aluminium instrument trays - Midi -
for operating procedures



AL2722-LC



AL2722-LR



AL2722-LO



AL2722-LV



AL2722-LA



AL2722-UA


Coperchio - solo colore argento, misura mm. 144 x 187 x 29
Lid - grey only, dimensions mm. 144 x 187 x 29

Vassoi colorati
misura mm. 142 x 183 x 17
Colour - coded bases
dimensions mm. 142 x 183 x 17

Griglie portastrumenti in Alluminio
Aluminium insert frames



AL2731-1
Griglia per 8 strumenti
Insert frame for 8 instruments



AL2731-2
Griglia per 4 strumenti
Insert frame for 4 instruments



Vassoi portastrumenti in alluminio anodizzato colorato - MINI
Aluminium colour - coded instrument trays - MINI



AL2723-LC



AL2723-LR



AL2723-LO



AL2723-LV



AL2723-LA



AL2723-UA

Coperchio - solo colore argento, misura mm. 103 x 182 x 10
Lid - grey only, dimensions mm. 103 x 182 x 10

Vassoi colorati
misura
mm. 100 x 180 x 11
Colour - coded bases
dimensions
mm. 100 x 180 x 11

Bacinelle in alluminio anodizzato per vassoi portastrumenti
Aluminium containers for instrument trays



AL2724-1




AL2724-2



AL2724-3



AL2724-4



ART.	A	B	C
	mm.	mm.	mm.
AL2724-1	49	26	10
AL2724-2	49	26	10
AL2724-3	59	49	10
AL2724-4	59	49	10

Vassoi Portastrumenti Instrument Trays

Porta Vassoi in Alluminio
Aluminium Instrument Tray Rack

AL2739-1

Porta vassoi -STANDARD- con 6 ripiani, misure mm. 300 x 190 x 270
Instrument tray rack -STANDARD- 6 compartments, dimensions mm. 300 x 190 x 270



AL2739-2

Porta vassoi -MIDI- con 6 ripiani, misure mm. 160 x 190 x 270
Instrument tray rack -MIDI- 6 compartments, dimensions mm. 160 x 190 x 270

Vassoio Porta Pinze
Pliers Tray



S5800

Vassoio in acciaio inox porta pinze - Standard
Stainless steel pliers tray - Standard

Lubrificanti per la protezione degli strumenti in autoclave
Autoclave instrument protection lubricant

8002

Steril Oil - Contenuto/Contents: 40 ml



Massima protezione degli strumenti in autoclave. Penetra negli snodi e lubrifica. Protegge e lubrifica gli strumenti chirurgici e dentali prima e dopo la sterilizzazione. Modalità d'uso: oliare prima e dopo la sterilizzazione le punte, gli snodi e le chiusure degli strumenti

Best instruments' autoclaving protection. Penetrates and lubricates all instruments' joints. Protects all dental and surgical hand instruments before and after sterilization. Instructions for use: oil all tips, joints and fastening of instruments before and after sterilization

8010

Silicone - Contenuto/Contents: 40 ml




Lubrificante speciale per strumenti dentali e chirurgici. Per lubrificare gli snodi di forbici, pinze per estrazione, ossivore, emostatiche, porta aghi ecc. prima e dopo la sterilizzazione. Non prosciuga durante la sterilizzazione. Protegge dalla corrosione e da altri depositi e cura il buon funzionamento degli strumenti

Specific lubricant for dental and surgical instruments. The lubricant is designed to lubricate joints of all dental instruments (scissors, haemostatic and extracting forceps, bone rongeurs, needle holders etc.). Before and after sterilization it does not dry out during sterilization. Provides protection from corrosion and other deposits and ensures proper operation of the instruments



Vassoi Monouso in Plastica

Disposable Plastic Trays



AL2727-1

Vassoi monouso grandi in plastica, misura mm. 281x183x17 con fondo liscio, confezione da 400 pezzi

Large disposable plastic trays, dimensions mm. 281x183x17 with smooth bottom, box of 400

AL2727-2

Vassoi monouso piccoli in plastica, misura mm. 183x140x17 con fondo liscio, confezione da 400 pezzi

Small disposable plastic trays, dimensions mm. 183x140x17 with smooth bottom, box of 400



AL2727-1Z

Vassoi monouso grandi in plastica, misura mm. 281x183x17 con fondo zigrinato, confezione da 400 pezzi

Large disposable plastic trays, dimensions mm. 281x183x17 with knurled bottom, box of 400

AL2727-2Z

Vassoi monouso piccoli in plastica, misura mm. 183x140x17 con fondo zigrinato, confezione da 400 pezzi

Small disposable plastic trays, dimensions mm. 183x140x17 with knurled bottom, box of 400



AL2738-1

Vaschette monouso grandi in plastica misura mm. 200x150, confezione da 400 pezzi

Large disposable trays, dimensions mm. 200x150, box of 400

AL2738-2

Vaschette monouso piccole in plastica misura mm. 200x100, confezione da 400 pezzi


Small disposable trays, dimensions mm. 200x100, box of 400

Vassoi Portastrumenti Instrument Trays

Contenitori per Endodonzia
Endodontic Boxes




AL2740-1



AL2740-2




AL2740-3



AL2740-4



AL2740-R
Bicchierini di ricambio per Endo-Box
Spare glasses for Endo-Box



AL2740-5

Contenitori per endodonzia MAXI in alluminio anodizzato completi di coperchio misure mm. 204 x 105 x 54

Aluminium endodontic MAXI boxes, complete with lid dimensions mm. 204 x 105 x 54



AL2741-1



AL2741-2

Contenitori per endodonzia MIDI in alluminio anodizzato completi di coperchio - misure mm. 125 x 105 x 54

Aluminium endodontic MIDI boxes, complete with lid - dimensions mm. 125 x 105 x 54



Contenitori per Endodonzia Endodontic Boxes



AL2742-1

AL2742-2

AL2742-3

AL2742-4

Contenitori per endodonzia MINI in alluminio anodizzato completi di coperchio- misure mm. 100 x 44 x 54
Aluminium endodontic MINI boxes, complete with lid - dimensions mm. 100 x 44 x 54



AL2742-5

AL2742-6

AL2742-7



AL2740-R
Bicchierini di ricambio per Endo-Box
Spare glasses for Endo-Box

Contenitori per endodonzia rotondi in alluminio anodizzato completi di coperchio
Round aluminium endodontic boxes, complete with lid




AL2744
Ø mm. 48 - h. mm. 62

AL2743
Ø mm. 94 - h. mm. 70

Vassoi Portastrumenti Instrument Trays

Accessori per Endodonzia Endodontic Articles



AL2725

Vassoio per endodonzia
in alluminio completo di coperchio
dimensioni mm. 257 x 116 x 16

*Aluminium endodontic
tray complete with lid
dimensions mm. 257 x 116 x 16*

Misuratori per strumenti canalari, in alluminio anodizzato Aluminium endometers



AL2747-1A

mm. 100 x 40 x 40

Pulitori per strumenti canalari in alluminio anodizzato Aluminium endodontic instrument cleaners



AL2746-1

Ø mm. 40 h. mm. 30

AL2746-2

Ø mm. 40 h. mm. 30



AL2745-1A

Ø mm. 34 h. mm. 48

AL2745-2C

Ø mm. 34 h. mm. 48

Porta Frese Bur Holder



AL2763-1

Box porta frese, 7 interni
(con coperchio)

*Box with 7 bur holders
(with lid)*



AL2763-2

Supporto porta frese,
2 vani


Box with 2 bur holders



Porta frese in silicone colorato
Colored silicone bur holder

NEW

S2760-A
Arancione
Orange



Autoclavabili
Silicone alimentare atossico
Autoclavable
Atoxic food silicon

S2760-C
Blu
Blue



Il porta frese odontoiatrico

- 1 Possibilità di inserire sia frese da turbina sia frese da micromotore, permettendo di preparare un unico porta frese contenente tutte le frese necessarie;
- 2 Possibilità di predisporre set operativi differenziati per colore (sul mercato esistono porta frese con non meno di 6 differenti colorazioni) permettendo così di ergonomizzare al massimo lo stoccaggio e i tempi di intervento e scelta;
- 3 Prevenzione da cadute accidentali delle frese dovute a rovesciamento del porta frese, e quindi prevenzione della possibilità di rottura o di dover ri-sterilizzare nuovamente le frese, grazie ai fori a croce presenti sui migliori porta frese in silicone.

Il coperchio in plastica non è autoclavabile.

Dental bur holder

- 1 Possibility to insert both turbines' and micromotors' burs, permitting to prepare a unique bur holder which contains all the necessary burs;
- 2 Possibility to prearrange operative sets by color distinguished (on the market you can find bur holders with not less than 6 different colors), permitting to organize at most warehousing and timing of intervention and choice;
- 3 Prevention by burs accidental falls due to upsetting of the bur holder, which means prevention by possibility of breaking or sterilize one more time burs, thanks to cross holes that you can find on the best silicon bur holders. Asa-Fresh is patented by Asa Dental.

The plastic cover is not autoclavable.

Porta frese in alluminio. Sterilizzabile in autoclave a vapore saturo Aluminium bur holder suitable for steam sterilizing



AL2760-1
Con bordo 24 fori FG
(piccoli)
With rim 24 holes FG
(small burs)



AL2760-2
Con bordo 24 fori CA
(grandi)
With rim 24 holes CA
(big burs)



AL2760-3
Con bordo 24 fori FG/CA
(piccoli grandi)
With rim 24 holes FG/CA
(small big burs)



AL2760-U
Coperchio
Lid



AL2761-1
Con bordo 36 fori FG
(piccoli)
With rim 36 holes FG
(small burs)



AL2761-2
Con bordo 36 fori CA
(grandi)
With rim 36 holes CA
(big burs)



AL2761-3
Con bordo 36 fori FG/CA
(piccoli grandi)
With rim 36 holes FG/CA
(small big-burs)



AL2761-U
Coperchio
Lid

per AL2761-1, 2, 3
e per porta frese in silicone
for AL2761-1, 2, 3
and for silicon bur holder



AL2762-1
48 fori FG
(piccoli)
48 holes FG
(small burs)



AL2762-2
48 fori CA
(grandi)
48 holes CA
(big burs)



AL2762-3
48 fori CA FG/CA
(piccoli grandi)
48 FG/CA holes
(small big burs)

Vassoi Portastrumenti Instrument Trays

Distributori in Alluminio Aluminium Dispensers

Porta rifiuti in alluminio anodizzato, sterilizzabile, disponibili in 5 colori, misura Ø cm. 7 x 7,5
Aluminium waste container available in 5 colours, dimension Ø cm. 7 x 7,5



AL2764-A



AL2764-O



AL2764-R



AL2764-V



AL2764-C



AL2767-1
Porta rifiuti monouso,
confezione 1000 pezzi
*Disposable waste containers,
box of 1000 pcs*



AL2767-2
Supporto in alluminio
per portarifiuti
*Aluminium base
for disposable waste container*



AL2766
Contenitori in plastica per aghi usati
Plastic box for used needles

Distributori di cotone in alluminio anodizzato, con molla interna, sterilizzabile, disponibile in 5 colori, Ø cm. 7 x 7,5
Aluminium cotton dispensers, with internal spring, available in 5 colours, Ø cm. 7 x 7,5



AL2765-A



AL2765-O



AL2765-R



AL2765-V



AL2765-C



Distributori Inox Stainless Steel Dispensers



mm. 85 x 85 x 360

Distributori inox per bicchieri, per max 70 bicchieri

*Drinking cup dispensers
up to a maximum of 70 cups*



2750-1
Colore argento
Silver colour

2750-2
Colore bianco
White colour

Bicchierini monouso in plastica Disposable Cups



3818-A
Blu
Blue



3818-B
Bianco
White



3818-V
Verde
Green

200 cc
Cartone da 30 conf. da 100 pz.
Carton of 30 bags/100 pcs.



3818-M
10 pz. Blu, 10 pz. Bianco, 10 pz. Verde
10 pcs. Blue, 10 pcs. White, 10 pcs. Green



2751-1
mm. 40 x 40 x 50
Distributori di palline di cotone in acciaio inox
Stainless steel cotton pellet dispensers



3101
Lampada ad alcool in acciaio inox con stoppino
Stainless steel alcohol Burner



3101-1
cm. 15
Stoppino di ricambio
Spare wick


Vassoi Portastrumenti Instrument Trays

Cassette Portastrumenti
Instrument Cassettes




STANDARD
Dimensioni/Dimensions
288x182x34 mm.

Locking Tray Standard
aperto
*Locking Tray Standard
opened*



Locking Tray Standard
chiusura
*Locking Tray Standard
closes*




MIDI
Dimensioni/Dimensions
182x144x34 mm.

Locking Tray Midi
aperto
*Locking Tray Midi
open*



Locking Tray Midi
chiusura
*Locking Tray Midi
closes*



MINI
Dimensioni/Dimensions
182x72x34 mm.



SEDE LEGALE HEAD OFFICE:

Asa Dental S.p.A. uninominale

Via Valenzana di Sopra, 60 - Bozzano - 55054 Massarosa (Lu) - Italy

Tel. +39 0584 938305 - 93363 - 938306

Fax +39 0584 937167

asadental@asadental.it

www.asadental.it - www.asadental.com

UNITÀ PRODUTTIVE OPERATIVE UNITS:

Via del Crocicchio, 69 - Bozzano - 55054 Massarosa

Via D. Rontani, 50 - Bozzano - 55054 Massarosa

Lucca - Italy

STABILIMENTI PRODUTTIVI PLANTS:

Via delle Piagge, 1/A - Martia - 55014 Capannori

Lucca - Italy

Via Fierla, 13 - Z.I. - 33085 Maniago

Pordenone - Italy

SEDE U.S.A. U.S.A. BRANCH:

Asa Dental USA Corp.

131 Jericho Turnpike, Suite 202

Jericho - New York 11753 - USA

SEDE CINA CHINA BRANCH:

Asa Dental CHINA CO., LTD

Room 315, Huaying Building,

Zhong xin Avenue

Tianjin Airport Economic Area

Tianjin - China



ASA DENTAL

MAKE PEOPLE SMILE

