



Portaimpronte Impression Trays



MADE IN ITALY



Portaimpronte Impression Trays

Il portaimpronta serve per rilevare l'impronta delle arcate del paziente e tutti ben conoscono l'importanza di ottenere una impronta idonea fin da subito.

Il successo di una buona impronta dipende, oltre che ovviamente dall'operatore, proprio dal porta impronta, oltre certamente che dal materiale da impronta; la scelta di questo è quindi fondamentale per un risultato soddisfacente.

Una impronta inadeguata provoca una serie di conseguenze che si traducono in perdita di tempo per il dentista ed il paziente, sfiducia del paziente nel dentista, costi aggiuntivi per i materiali, deterioramento della qualità delle relazioni con il laboratorio, insomma una serie di problematiche che vanno oltre la semplice considerazione che l'impronta è da riprendere nuovamente.

La scelta del portaimpronta adatto alle esigenze di ogni singolo paziente assume così importanza strategica nel lavoro del dentista per questo è importante rivolgersi verso quei fabbricanti che hanno la più ampia scelta di forme e materiali. Proprio i materiali da costruzione sono un altro importante punto da esaminare perché concorrono in maniera determinante nella riuscita di una "buona" impronta.

I porta impronta, citando le ormai note indicazioni del 1998 fornite dalla "British Society for Restorative Dentistry", devono avere caratteristiche inderogabili quali la rigidezza, durante l'uso, una superficie sufficiente ad accogliere tutti gli elementi dentari o le mucose per gli edentuli od entrambi per i parzialmente edentuli, facilitare la ritenzione del materiale da impronta, avere un manico che permetta le manovre di estrazione senza cedere e ovviamente di resistere ai processi di disinfezione e sterilizzazione.

Impression trays are used to take an impression of the patient's archs, and everyone agrees it is very important to take a good impression right away.

A good result depends on the dentist's skill, on the impression material, and of course on the quality of the impression tray used - hence the importance of choosing the right tray.

A bad impression has consequences that go beyond the simple need to take a new one: a waste of time for both patient and dentist, patient loss of confidence in the dentist, additional cost, dental laboratory dissatisfaction.

Choosing the right impression tray for each patient is a key requirement, and dentists should favour those manufacturers who offer a broad choice of materials and sizes.

It is worth focusing on materials, as these play a fundamental role in obtaining good impressions.

Based on the recommendations issued by the "British Society for Restorative Dentistry" in 1998, impression trays need to be rigid enough while in use, large enough to fit all teeth mucous membranes for edentulous patients, or a combination of both for partially edentulous patients), capable to retain impression material, and have a handle strong enough to support extraction procedures, as well as disinfection and sterilization.

Portaimpronte Impression Trays

Portaimpronte in acciaio inox "NEW SUPER" con bordino ritentivo
 "NEW SUPER" stainless steel impression trays with retention rim



- U1/L1 ● XL
- U2/L2 ● L
- U3/L3 ● M
- U4/L4 ● S
- U5/L5 ○ XS





NEW SUPER
S2803-10
 Serie MAXI da 10 pezzi
 MAXI set of 10





		A	B
		mm.	mm.
2803-U1	XL	81	63
2803-U2	L	74	60
2803-U3	M	71	55
2803-U4	S	67	53
2803-U5	XS	65	51

		A	B
		mm.	mm.
2803-L1	XL	80	63
2803-L2	L	78	59
2803-L3	M	76	57
2803-L4	S	72	57
2803-L5	XS	69	50



Portaimpronte Impression Trays

Portaimpronte lisci in acciaio inox "PERMA-LOCK" tipo regular con bordino ritentivo
 "PERMA-LOCK" solid regular stainless steel impression trays with retention rim



PERMA-LOCK S2807-6
 Serie MINI da 6 pezzi
 MINI set of 6



PERMA-LOCK S2807-8
 Serie MIDI da 8 pezzi
 MIDI set of 8



PERMA-LOCK S2807-12
 Serie MAXI da 12 pezzi
 MAXI set of 12





- U1/L1 ○ XXS
- U2/L2 ● XS
- U3/L3 ● S
- U4/L4 ● M
- U5/L5 ● L
- U6/L6 ● XL





		A mm.	B mm.
2807-U1	XXS	61	47
2807-U2	XS	64	51
2807-U3	S	66	53
2807-U4	M	69	57
2807-U5	L	71	60
2807-U6	XL	73	62

		A mm.	B mm.
2807-L1	XXS	55	47
2807-L2	XS	60	49
2807-L3	S	72	54
2807-L4	M	74	57
2807-L5	L	76	59
2807-L6	XL	78	61




Portaimpronte parziali, "PERMA-LOCK"
"PERMA-LOCK" partial impression trays



Portaimpronte Impression Trays

Portaimpronte lisci in acciaio inox "PERMA-LOCK ANATOMIC" con bordino ritentivo
 "PERMA-LOCK" solid regular stainless steel impression trays with retention rim



Forma anatomica per garantire un migliore rilevamento dell'impronta nella zona del fornice

Anatomically shaped to improve the quality of impression in the fornix area



ANATOMIC S2807A-6
 Serie MINI da 6 pezzi
 MINI set of 6









ANATOMIC S2807A-8
 Serie MIDI da 8 pezzi
 MIDI set of 8



ANATOMIC S2807A-12
 Serie MAXI da 12 pezzi
 MAXI set of 12





- U6/L6

XL
- U5/L5

L
- U4/L4

M
- U3/L3

S
- U2/L2

XS
- U1/L1

XXS

2807-U6A

2807-U5A

2807-U4A

2807-U3A

2807-U2A

2807-U1A



XL

L

M



S

XS

XXS

		A mm.	B mm.
2807-U1A	XXS	61	47
2807-U2A	XS	64	51
2807-U3A	S	66	53
2807-U4A	M	69	57
2807-U5A	L	71	60
2807-U6A	XL	73	62

		A mm.	B mm.
2807-L1	XXS	55	47
2807-L2	XS	60	49
2807-L3	S	72	54
2807-L4	M	74	57
2807-L5	L	76	59
2807-L6	XL	78	61



XL

L

M

S

XS

XXS



2807-L6

2807-L5

2807-L4

2807-L3

2807-L2

2807-L1

ANATOMIC

**PERMA[®]
lock**

INOX[®]
18/08

**ASA
CODICOLOR**

Portaimpronte Impression Trays

Portaimpronte lisci in acciaio inox tipo regular senza bordino ritentivo
Solid regular stainless steel impression trays without retention rim



S2802-6
Serie MINI da 6 pezzi
MINI set of 6



S2802-8
Serie MIDI da 8 pezzi
MIDI set of 8




S2802-12
Serie MAXI da 12 pezzi
MAXI set of 12






- U1/L1 ○ XXS
- U2/L2 ● XS
- U3/L3 ● S
- U4/L4 ● M
- U5/L5 ● L
- U6/L6 ● XL





		A mm.	B mm.
2802-U1	XXS	61	47
2802-U2	XS	64	51
2802-U3	S	66	53
2802-U4	M	69	57
2802-U5	L	71	60
2802-U6	XL	73	62

		A mm.	B mm.
2802-L1	XXS	55	47
2802-L2	XS	60	49
2802-L3	S	72	54
2802-L4	M	74	57
2802-L5	L	76	59
2802-L6	XL	78	61




Portaimpronte parziali Partial impression trays



Portaimpronte Impression Trays

Portaimpronte lisci in acciaio inox
 tipo regular "ANATOMIC" senza bordino ritentivo
 "ANATOMIC" solid regular stainless steel impression trays
 without retention rim



Forma anatomica per garantire un migliore rilevamento dell'impronta nella zona del fornice

Anatomically shaped to improve the quality of impression in the fornix area



ANATOMIC S2802A-6
 Serie MINI da 6 pezzi
 MINI set of 6









ANATOMIC S2802A-8
 Serie MIDI da 8 pezzi
 MIDI set of 8



ANATOMIC S2802A-12
 Serie MAXI da 12 pezzi
 MAXI set of 12





- U6/L6

XL
- U5/L5

L
- U4/L4

M
- U3/L3

S
- U2/L2

XS
- U1/L1

XXS

2802-U6A


2802-U5A

2802-U4A

2802-U3A

2802-U2A

2802-U1A



XL

L

M



S

XS

XXS

		A mm.	B mm.
2802-U1A	XXS	61	47
2802-U2A	XS	64	51
2802-U3A	S	66	53
2802-U4A	M	69	57
2802-U5A	L	71	60
2802-U6A	XL	73	62

		A mm.	B mm.
2802-L1	XXS	55	47
2802-L2	XS	60	49
2802-L3	S	72	54
2802-L4	M	74	57
2802-L5	L	76	59
2802-L6	XL	78	61



XL

L

M

S

XS

XXS



2802-L6

2802-L5

2802-L4

2802-L3

2802-L2

2802-L1

ANATOMIC

**PERMA
lock**

INOX
18/08

**ASA
CODICOLOR**

Portaimpronte Impression Trays

Portaimpronte forati in acciaio inox "PERMA-LOCK" tipo regular con bordino ritentivo
 "PERMA-LOCK" perforated regular tainless steel impression trays with retention rim



- U1/L1 ○ XXS
- U2/L2 ● XS
- U3/L3 ● S
- U4/L4 ● M
- U5/L5 ● L
- U6/L6 ● XL



PERMA-LOCK S2804-6
 Serie MINI da 6 pezzi
 MINI set of 6



PERMA-LOCK S2804-8
 Serie MIDI da 8 pezzi
 MIDI set of 8






PERMA-LOCK S2804-12
 Serie MAXI da 12 pezzi
 MAXI set of 12





		A	B
		mm.	mm.
2804-U1	XXS	61	47
2804-U2	XS	64	51
2804-U3	S	66	53
2804-U4	M	69	57
2804-U5	L	71	60
2804-U6	XL	73	62

		A	B
		mm.	mm.
2804-L1	XXS	55	47
2804-L2	XS	60	49
2804-L3	S	72	54
2804-L4	M	74	57
2804-L5	L	76	59
2804-L6	XL	78	61




Portaimpronte parziali, "PERMA-LOCK"
"PERMA-LOCK" partial impression trays



Portaimpronte Impression Trays

Portaimpronte forati in acciaio inox
 "PERMA-LOCK ANATOMIC" con bordino ritentivo
 "PERMA-LOCK ANATOMIC" perforated stainless steel
 impression trays with retention rim



Forma anatomica per garantire un migliore rilevamento dell'impronta nella zona del fornice

Anatomically shaped to improve the quality of impression in the fornix area



ANATOMIC S2804A-6
 Serie MINI da 6 pezzi
 MINI set of 6



ANATOMIC S2804A-8
 Serie MIDI da 8 pezzi
 MIDI set of 8



ANATOMIC S2804A-12
 Serie MAXI da 12 pezzi
 MAXI set of 12





U6/L6 U5/L5 U4/L4 U3/L3 U2/L2 U1/L1
 XL L M S XS XXS

2804-U6A

2804-U5A

2804-U4A

2804-U3A

2804-U2A

2804-U1A



XL

L

M



S

XS

XXS

		A mm.	B mm.
2804-U1A	XXS	61	47
2804-U2A	XS	64	51
2804-U3A	S	66	53
2804-U4A	M	69	57
2804-U5A	L	71	60
2804-U6A	XL	73	62

		A mm.	B mm.
2804-L1	XXS	55	47
2804-L2	XS	60	49
2804-L3	S	72	54
2804-L4	M	74	57
2804-L5	L	76	59
2804-L6	XL	78	61



XL

L

M

S

XS

XXS



2804-L6

2804-L5

2804-L4

2804-L3

2804-L2

2804-L1

ANATOMIC

PERMA[®]
lock

INOX[®]
18/08

ASA
CODICOLOR

Portaimpronte Impression Trays


Portaimpronte forati in acciaio inox tipo regular senza bordino ritentivo
 Perforated regular stainless steel impression trays without retention rim



S2801-6
 Serie MINI da 6 pezzi
 MINI set of 6



S2801-8
 Serie MIDI da 8 pezzi
 MIDI set of 8



S2801-12
 Serie MAXI da 12 pezzi
 MAXI set of 12



- U1/L1 ○ XXS
- U2/L2 ● XS
- U3/L3 ● S
- U4/L4 ● M
- U5/L5 ● L
- U6/L6 ● XL



2801-U6

2801-U5

2801-U4

2801-U3

2801-U2

2801-U1



XL

L

M



S

XS

XXS

		A mm.	B mm.
2801-U1	XXS	61	47
2801-U2	XS	64	51
2801-U3	S	66	53
2801-U4	M	69	57
2801-U5	L	71	60
2801-U6	XL	73	62

		A mm.	B mm.
2801-L1	XXS	55	47
2801-L2	XS	60	49
2801-L3	S	72	54
2801-L4	M	74	57
2801-L5	L	76	59
2801-L6	XL	78	61



XL

L

M

S

XS

XXS



2801-L6

2801-L5

2801-L4

2801-L3

2801-L2

2801-L1

Portaimpronte parziali Partial impression trays



2801-L2D

2801-L4D

2801-L6D

2801-L2S



2801-L4S

2801-L6S



Portaimpronte Impression Trays

Portaimpronte forati in acciaio inox
 tipo regular "ANATOMIC" senza bordino ritentivo
 "ANATOMIC" perforated regular stainless steel
 impression trays without retention rim



Forma anatomica per garantire un migliore rilevamento dell'impronta nella zona del fornice


Anatomically shaped to improve the quality of impression in the fornix area



ANATOMIC S2801A-6
 Serie MINI da 6 pezzi
 MINI set of 6



ANATOMIC S2801A-8
 Serie MIDI da 8 pezzi
 MIDI set of 8




ANATOMIC S2801A-12
 Serie MAXI da 12 pezzi
 MAXI set of 12







- U6/L6
 XL
- U5/L5
 L
- U4/L4
 M
- U3/L3
 S
- U2/L2
 XS
- U1/L1
 XXS

2801-U6A 2801-U5A 2801-U4A 2801-U3A 2801-U2A 2801-U1A




		A mm.	B mm.
2801-U1A	XXS	61	47
2801-U2A	XS	64	51
2801-U3A	S	66	53
2801-U4A	M	69	57
2801-U5A	L	71	60
2801-U6A	XL	73	62

		A mm.	B mm.
2801-L1	XXS	55	47
2801-L2	XS	60	49
2801-L3	S	72	54
2801-L4	M	74	57
2801-L5	L	76	59
2801-L6	XL	78	61



XL L M S XS XXS




ANATOMIC

INOX
18/08

ASA
CODICOLOR

Portaimpronte Impression Trays

Portaimpronte forate in alluminio
Perforated aluminium impression trays






S2800-12
Serie MAXI da 12 pezzi
MAXI set of 12





		A	B
		mm.	mm.
2800-U1	XXS	63	48
2800-U2	XS	66	51
2800-U3	S	68	54
2800-U4	M	71	58
2800-U5	L	74	62
2800-U6	XL	76	63

		A	B
		mm.	mm.
2800-L1	XXS	56	48
2800-L2	XS	59	50
2800-L3	S	72	52
2800-L4	M	76	57
2800-L5	L	77	56
2800-L6	XL	78	59



Portaimpronte parziali Partial impression trays






Portaimpronte Impression Trays

Portaimpronte forate in alluminio colorate
Aluminium colour-coded perforated impression trays



		A	B
		mm.	mm.
2814-U0	XS	65	51
2814-U1	S	67	53
2814-U2	M	71	55
2814-U3	L	74	60
2814-U4	XL	81	63

		A	B
		mm.	mm.
2814-L0	XS	69	50
2814-L1	S	72	57
2814-L2	M	76	57
2814-L3	L	78	59
2814-L4	XL	80	63



2814-L4

2814-L3

2814-L2

2814-L1

2814-L0



Portaimpronte monouso in alluminio per implantologia
 Disposable aluminum impression trays for implantology



DISPOSABLE



2880-U6

2880-U5

2880-U4

2880-U3

2880-U2

2880-U1



XL

L

M

S

XS

XXS

2880-L6

2880-L5

2880-L4

2880-L3

2880-L2

2880-L1



XL

L

M

S

XS

XXS



S2880-12FR

Set da 12 portaimpronte per implantologia più fresa
 Set of 12 implant impression trays plus bur



S2880-12

Set da 12 portaimpronte per implantologia
 Set of 12 implant impression trays



2880-FR

Fresa in tungsten carbide con taglio a spirale fino per la lavorazione di leghe in alluminio
 Bur in tungsten carbide with thin spiral cut for aluminum alloys working

Portaimpronte Impression Trays

Portaimpronte lisci in acciaio inox con bordino ritentivo, depressi anteriormente
 Solid stainless steel anterior depressed impression trays with retention rim

ANTERIOR DEPRESSED WITH RETENTION RIM



2810-U7

2810-U4

2810-U1



2810-L22

2810-L21

2810-L20



S2810-6
 Serie MINI da 6 pezzi
 MINI set of 6


misure sizes	A B	
	mm.	mm.
2810-U1	L 81	67
2810-U4	M 71	64
2810-U7	S 70	57

misure sizes	A B	
	mm.	mm.
2810-L20	L 81	60
2810-L21	M 79	57
2810-L22	S 76	54



Portaimpronte forati in acciaio inox con
bordino ritentivo, depressi anteriormente
Perforated stainless steel anterior depressed
impression trays with retention rim

ANTERIOR DEPRESSED WITH RETENTION RIM



misure sizes			
		A	B
		mm.	mm.
2809-U1	L	81	67
2809-U4	M	71	64
2809-U7	S	70	57

misure sizes			
		A	B
		mm.	mm.
2809-L20	L	81	60
2809-L21	M	79	57
2809-L22	S	76	54



S2809-6
Serie MINI da 6 pezzi
MINI set of 6

Portaimpronte Impression Trays

Portaimpronte lisci in acciaio inox con bordino,
per protesi totali
Solid total denture stainless steel
impression trays with rim

EDENTULOUS



S2808-8
Serie MIDI da 8 pezzi
MIDI set of 8

misure sizes		A		B		misure sizes		A		B	
		mm.		mm.				mm.		mm.	
2808-U61	L	79	70	2808-L66	L	86	64				
2808-U62	M	76	67	2808-L67	NL	70	64				
2808-U63	NM	70	64	2808-L68	M	73	60				
2808-U64	S	73	60	2808-L69	S	70	57				



Portaimpronte forati in acciaio inox con bordino,
per protesi totali

Perforated-total denture stainless steel
impression trays with rim

EDENTULOUS



2806-U64



2806-U63



2806-U62



2806-U61



2806-L69



2806-L68



2806-L67



2806-L66

misure sizes				misure sizes			
A		B		A		B	
mm.		mm.		mm.		mm.	
2806-U61	L	79	70	2806-L66	L	86	64
2806-U62	M	76	67	2806-L67	NL	70	64
2806-U63	NM	70	64	2806-L68	M	73	60
2806-U64	S	73	60	2806-L69	S	70	57




S2806-8
Serie MIDI da 8 pezzi
MIDI set of 8

Portaimpronte Impression Trays

Portaimpronte forati in acciaio inox per protesi totali -per edentuli-
Perforated stainless steel impression trays for complete denture -for edentulous-

EDENTULOUS



		A	B
		mm.	mm.
	2813-U1	XXS	60 50
	2813-U2	XS	64 54
	2813-U3	S	68 58
	2813-U4	M	70 60
	2813-U5	L	78 64
	misure sizes		

		A	B
		mm.	mm.
	2813-L1	XXS	60 54
	2813-L2	XS	67 55
	2813-L3	S	70 56
	2813-L4	M	74 58
	2813-L5	L	76 60
	2813-L6	XL	80 62
misure sizes			




Portaimpronte Impression Trays

Portaimpronte forati in acciaio inox per protesi totali -per edentuli-
Perforated stainless steel impression trays for complete denture -for edentulous-

MB026-1
Compasso inox
Stainless steel compass



S2813
Serie da 11 pezzi più compasso per impronte definitive
Set of 11 and caliper for final impressions



Portaimpronte occlusali parziali in acciaio inossidabile
Partial occlusal stainless steel impression trays



Permettono di prendere l'impronta di due semi-arcate antagoniste
They allow you to take an impression of two semi-arches antagonistic



Portaimpronte monouso in Plastica
Disposable plastic Impression Trays

DISPOSABLE

Confezione da 24 pezzi per misura
Packaging of 24 pieces each size




	A	B	A	B	
	mm	mm	mm	mm	
2853E-U1	61	49	2853E-L1	61	50
2853E-U2	65	53	2853E-L2	67	52
2853E-U3	70	59	2853E-L3	72	56
2853E-U4	73	63	2853E-L4	74	58

Portaimpronte Impression Trays


Portaimpronte in Policarbonato
Polycarbonate Impression Trays




2852-12
Serie MAXI da 12 pezzi
MAXI set of 12



	A	B		A	B
	mm	mm		mm	mm
2852-U1	61	49	2852-L1	61	50
2852-U2	65	53	2852-L2	67	52
2852-U3	70	59	2852-L3	72	56
2852-U4	73	6	2852-L4	74	58




AUTOCLAVABLE




Portaimpronte Ortodontiche in Policarbonato -per bambini- "Orthobaby"
Orthodontic Polycarbonate Impression Trays -for children- "Orthobaby"




2850-8
Serie MIDI da 8 pezzi
MIDI set of 8



	A	B		A	B
	mm	mm		mm	mm
2850-U1	50	46	2850-L1	52	44
2850-U2	56	51	2850-L2	58	49
2850-U3	59	55	2850-L3	62	53
2850-U4	63	59	2850-L4	66	56



AUTOCLAVABLE



Soluzione pronta all'uso a PH neutro
per la rimozione di alginato da portaimpronte e strumenti
PH Neutral solution to facilitate removal of alginate impression material
from impression trays and instruments

8020
Contenuto 1000 ml.
Content 1000 ml.



ASA CLEAN



Portaimpronte in Policarbonato per Edentuli
Edentulous Polycarbonate Impression Trays

EDENTULOUS

AUTOCLAVABLE



S2851-24 (2851-U / 2851-L / 2851-U1P)

Serie di 24 portaimpronte in policarbonato più compasso per impronte definitive

Set of 24 polycarbonate impression trays and compass for final impressions

Sterilizzabili in autoclave max 140° C.
Autoclavable max 140° C.



2851-U1

2851-U2

2851-U3

2851-U4

2851-U5

2851-U6

2851-U7

	A mm	B mm
2851-U1	62	54
2851-U2	63	58
2851-U3	64	58
2851-U4	66	60

	A mm	B mm
2851-U5	70	62
2851-U6	75	63
2851-U7	77	64

S2851-7

Serie di 7 portaimpronte in policarbonato
Set of 7 polycarbonate impression trays



2851-L1

2851-L2

2851-L3

2851-L4

2851-L5

2851-L6

2851-L7

2851-L8

2851-L9

2851-L10

2851-L11

2851-L12

2851-L13

	A mm	B mm
2851-L1	57	49
2851-L2	58	53
2851-L3	60	54
2851-L4	61	55
2851-L5	61	56

	A mm	B mm
2851-L6	61	57
2851-L7	62	57
2851-L8	64	55
2851-L9	64	59
2851-L10	66	57

	A mm	B mm
2851-L11	65	60
2851-L12	67	58
2851-L13	70	59

S2851-13

Serie di 13 portaimpronte in policarbonato
Set of 13 polycarbonate impression trays



2851-U1P

2851-U2P

2851-L1C

2851-L2C

	A mm	B mm
2851-U1P	64	63
2851-U2P	67	57
2851-L1C	75	49
2851-L2C	76	53


Portaimpronte Impression Trays

Portaimpronte in Acciaio Inox Mod. Ehrlicke
Ehrlicke Stainless Steel Impression Trays




Per arcate superiori - For upper jaws
(Fig. 0 per bambini - for children)

	A	B
	mm.	mm.
2811-OB 0	59	52
2811-OB 1	66	52
2811-OB 2	71	62
2811-OB 3	71	64
2811-OB 4	80	70



Per arcate inferiori - For lower jaws
(Fig. 0 per bambini - for children)




	A	B
	mm.	mm.
2811-UB 0	65	46
2811-UB 1	67	50
2811-UB 2	76	54
2811-UB 3	79	56
2811-UB 4	79	61




Per arcate superiori parzialmente dentate
For partially toothed upper jaws

	A	B
	mm.	mm.
2811-OP 1	62	50
2811-OP 2	70	56



Per arcate inferiori parzialmente dentate
For partially toothed lower jaws



	A	B
	mm.	mm.
2811-UP 1	70	55
2811-UP 2	78	59



Per arcate superiori strette
For narrow upper jaws

	A	B
	mm.	mm.
2811-BS 2	70	54



Portaimpronte in Acciaio Inox Mod. Ehrlicke
Ehrlicke Stainless Steel Impression Trays



Per arcate superiori edentule
For edentulous upper jaws

	A	B
	mm.	mm.
2811-OU 1	64	46
2811-OU 2	68	53
2811-OU 3	79	61



Per arcate inferiore edentule
For edentulous lower jaws

	A	B
	mm.	mm.
2811-UU 1	70	48
2811-UU 2	70	53
2811-UU 3	72	57



S2811-1
Serie MAXI da 10 pezzi
MAXI set of 10



S2811-2
Serie MINI da 6 pezzi
MINI set of 6



S2811-3
Serie MAXI da 10 pezzi
MAXI set of 10



S2811-4
Serie MIDI da 8 pezzi
MIDI set of 8

Portaimpronte Impression Trays


Portaimpronte in acciaio inox "NEW SUPER HIGH GRIP"
 con bordino ritentivo maggiorato e superficie interna microritentiva
 "NEW SUPER HIGH GRIP" stainless steel impression trays
 with increased diameter retention rim, and internal high grip satin finish

**HIGH GRIP
 SATIN STEEL**



S2803S-10
 Serie MAXI da 10 pezzi
 MAXI set of 10

Superficie interna microritentiva,
 per una maggiore adesione del
 materiale da impronta
Internal high grip satin finish






Bordino ritentivo maggiorato
 (2,1 mm.), per aumentare la tenuta
 del materiale da impronta sui bordi.
*Increased diameter (2,1 mm.)
 retention rim to provide extra grip.*





		A	B
		mm.	mm.
2803S-U1	XL	81	63
2803S-U2	L	74	60
2803S-U3	M	71	55
2803S-U4	S	67	53
2803S-U5	XS	65	51

		A	B
		mm.	mm.
2803S-L1	XL	80	63
2803S-L2	L	78	59
2803S-L3	M	76	57
2803S-L4	S	72	57
2803S-L5	XS	69	50



**HIGH GRIP
SATIN STEEL**

**NEW
super**

INOX[®]
18/081

Portaimpronte Impression Trays

Portaimpronte forati in acciaio inox "PERMA-LOCK HIGH GRIP" con bordino ritentivo maggiorato e superficie interna microritentiva
 "PERMA-LOCK HIGH GRIP" perforated stainless steel impression trays with increased diameter retention rim and internal high grip satin finish

**HIGH GRIP
SATIN STEEL**



S2804S-6
Serie MINI da 6 pezzi
MINI set of 6




S2804S-8
Serie MIDI da 8 pezzi
MIDI set of 8



S2804S-12
Serie MAXI da 12 pezzi
MAXI set of 12

Bordino ritentivo maggiorato (2,1 mm.), per aumentare la tenuta del materiale da impronta sui bordi

Increased diameter (2,1 mm.) retention rim to provide extra grip



Superficie interna microritentiva, per una maggiore adesione del materiale da impronta

Internal high grip satin finish



2804S-U6

2804S-U5

2804S-U4

2804S-U3

2804S-U2

2804S-U1



XL

L

M



S

XS

XXS

		A	B
		mm.	mm.
2804S-U1	XXS	61	47
2804S-U2	XS	64	51
2804S-U3	S	66	53
2804S-U4	M	69	57
2804S-U5	L	71	60
2804S-U6	XL	73	62

		A	B
		mm.	mm.
2804S-L1	XXS	55	47
2804S-L2	XS	60	49
2804S-L3	S	72	54
2804S-L4	M	74	57
2804S-L5	L	76	59
2804S-L6	XL	78	61



XL

L

M

S

XS

XXS



2804S-L6

2804S-L5

2804S-L4

2804S-L3

2804S-L2

2804S-L1

HIGH GRIP
SATIN STEEL

PERMA[®]
lock

INOX[®]
18/081


Portaimpronte Impression Trays

Portaimpronte lisci in acciaio inox "PERMA LOCK HIGH GRIP" con bordino ritentivo maggiorato e superficie interna microritentiva
 "PERMA LOCK HIGH GRIP" solid stainless steel impression trays with increased diameter retention rim, and internal high grip satin finish

**HIGH GRIP
SATIN STEEL**



Superficie interna microritentiva, per una maggiore adesione del materiale da impronta
Internal high grip satin finish



Bordino ritentivo maggiorato (2,1 mm.), per aumentare la tenuta del materiale da impronta sui bordi
Increased diameter (2,1 mm.) retention rim to provide extra grip



S2807S-6
Serie MINI da 6 pezzi
MINI set of 6



S2807S-8
Serie MIDI da 8 pezzi
MIDI set of 8



S2807S-12
Serie MAXI da 12 pezzi
MAXI set of 12



2807S-U6

2807S-U5

2807S-U4

2807S-U3

2807S-U2

2807S-U1



XL

L

M



S

XS

XXS

		A mm.	B mm.
2807S-U1	XXS	61	47
2807S-U2	XS	64	51
2807S-U3	S	66	53
2807S-U4	M	69	57
2807S-U5	L	71	60
2807S-U6	XL	73	62

		A mm.	B mm.
2807S-L1	XXS	55	47
2807S-L2	XS	60	49
2807S-L3	S	72	54
2807S-L4	M	75	57
2807S-L5	L	76	59
2807S-L6	XL	78	61



XL

L

M

S

XS

XXS



2807S-L6

2807S-L5

2807S-L4

2807S-L3

2807S-L2

2807S-L1

**HIGH GRIP
SATIN STEEL**

**PERMA[®]
lock**

INOX[®]
18/081

Portaimpronte Impression Trays

Portaimpronte in acciaio inox con bordino ritentivo "HYDRO-LOCK" con raffreddamento a ricircolo d'acqua per idrocolloidi
 "HYDRO-LOCK" stainless steel water-cooled impression trays with retention rim



S2805-10
 Serie MAXI da 10 pezzi
 MAXI set of 10

2805-U1

2805-U2

2805-U3



2805-U4

2805-U5



		A	B
		mm.	mm.
2805-U1	XL	83	62
2805-U2	L	75	60
2805-U3	M	73	53
2805-U4	S	69	54
2805-U5	XS	68	52

		A	B
		mm.	mm.
2805-L1	XL	82	63
2805-L2	L	81	61
2805-L3	M	78	57
2805-L4	S	74	60
2805-L5	XS	71	53



2805-L1

2805-L2

2805-L3

2805-L4

2805-L5





Uniche al mondo First worldwide

Le portaimpronte ASA DENTAL CODICOLOR sono dotate di un bottone colorato che permette di identificare immediatamente la misura del portaimpronta necessario.

Devi riconoscere rapidamente la misura di un portaimpronta? Devi cercare con urgenza un portaimpronta della grandezza desiderata?

La soluzione ideale è ASA CODICOLOR

Inoltre il bottone migliora la presa facilitando la rimozione del portaimpronte.

Il bottone è in materiale plastico autoclavabile.

The ASA DENTAL CODICOLOR impression trays are equipped with a colored plastic button which permits an immediate identification of the requested tray.

Do you need to immediately identify the impression tray's size? Are you searching for a certain size of tray?

The ideal solution is ASA CODICOLOR

In addition, the button improves the grip of the handle and facilitates the impression tray removal.

The button is of autoclavable, plastic material.



XL

L

M

S

XS

XXS

L6/U6

L5/U5

L4/U4

L3/U3

L2/U2

L1/U1

SEDE LEGALE HEAD OFFICE:

Asa Dental S.p.A. uninominale

Via Valenzana di Sopra, 60 - Bozzano - 55054 Massarosa (Lu) - Italy

Tel. +39 0584 938305 - 93363 - 938306

Fax +39 0584 937167

asadental@asadental.it

www.asadental.it - www.asadental.com

UNITÀ PRODUTTIVE OPERATIVE UNITS:

Via del Crocicchio, 69 - Bozzano - 55054 Massarosa

Via D. Rontani, 50 - Bozzano - 55054 Massarosa

Lucca - Italy

STABILIMENTI PRODUTTIVI PLANTS:

Via delle Piagge, 1/A - Martia - 55014 Capannori

Lucca - Italy

Via Fierla, 13 - Z.I. - 33085 Maniago

Pordenone - Italy

SEDE U.S.A. U.S.A. BRANCH:

Asa Dental USA Corp.

131 Jericho Turnpike, Suite 202

Jericho - New York 11753 - USA

SEDE CINA CHINA BRANCH:

Asa Dental CHINA CO., LTD

Room 315, Huaying Building,

Zhong xin Avenue

Tianjin Airport Economic Area

Tianjin - China



ASA DENTAL

MAKE PEOPLE SMILE

