



Magic Color
Magic Color



MADE IN ITALY

ASA DENTAL
MAKE PEOPLE SMILE

Magic Color Magic Color

Magic Color è una linea di oltre 60 strumenti odontoiatrici appositamente selezionati, composta da sonde, sonde doppie, sonde millimetriche, plugger, spreader, otturatori, strumenti per conservativa, curettes, scalers e cucchiai alveolari.

La linea è prodotta nelle parti lavoranti con acciai estremamente resistenti all'usura e alla corrosione, caratteristiche peculiari soprattutto per strumenti che richiedono un'affilatura ad intervalli regolari. Lo strumento Magic Color ha inoltre spiccate proprietà soprattutto per sonde e strumenti endodontici di flessibilità ed elasticità.

L'impugnatura della linea Magic Color ergonomica e ben bilanciata, è rivestita in materiale plastico antiscivolo (di diametro 10,5/8,5) con codifica cromatica per consentire una rapida identificazione dello strumento.

Magic Color, lo strumento ergonomico ultraleggero che Asa Dental ha progettato e realizzato per te!

- Ottima resistenza all'usura e alla corrosione
- Punta in acciaio estremamente resistente
- Autoclavabile max 140°
- Interno di metallo ultraleggero
- Manico colorato
- Fissaggio della punta affidabile e sicuro
- Flessibilità ed elasticità
- Codice articolo per una immediata rintracciabilità
- Elevato controllo dello strumento
- Impugnatura ergonomica in materiale plastico antiscivolo

Magic Color is a 60 dental instruments' line properly selected among explorers, d/e explorers, periodontal probes, pluggers, spreaders, filling instruments, restorative instruments, curettes, scalers and bone curettes.




































































The working ends of these instruments are made of stainless steel, particularly resistant to wear and corrosion, main characteristics for instruments requesting a regular sharpening.

In addition, the Magic Color explorers and endodontic instruments are extremely flexible and elastic.

The handle of Magic Color is well balanced and ergonomic. It is covered with a non-sliding color coded plastic material which allows a quick traceability of the instrument.

Magic Color is the ergonomic and ultra light instrument designed by Asa Dental for you!

- Optimal resistance to wear and corrosion
- Working ends made of extremely resistant stainless steel
- Autoclavable max 140°
- Ultralight metal core
- Color coding
- Positive tip fixing
- Flexible and elastic
- Item number for quick traceability
- Efficient instrument handling
- Non-sliding ergonomic handle in plastic material

 MC0700-23	 MC0802-2	 MC1400-2	 MC1806-2RL	 MC1807-08MF
 MC0700-6	 MC0802-4	 MC1500-02	 MC1806-4RL	 MC1807-12MF
 MC0700-9	 MC0802-6	 MC1510-1D	 MC1807-02	 MC1807-14MF
 MC0702-12	 MC0803-1	 MC1510-2D	 MC1807-04	 MC1807-16MF
 MC0702-OMS	 MC0803-2	 MC1510-3D	 MC1807-06	 MC1827-204S
 MC0703-14	 MC0803-3	 MC1510-4D	 MC1807-08	 MC1829-CK6S
 MC0704-11/12AF	 MC0803-4	 MC1510-5D	 MC1807-10	 MC1902-1
 MC0704-23D1	 MC1102-1	 MC1600-1	 MC1807-12	 MC2000-1
 MC0704-6D9	 MC1102-2	 MC1700-1	 MC1807-14	 MC2000-2
 MC0707-GFW	 MC1202-2	 MC1700-2	 MC1807-16	 MC2000-3
 MC0708-2N	 MC1204-1	 MC1700-3	 MC1807-18	 MC2101-B
 MC0800-1	 MC1210-2	 MC1703-14	 MC1807-02MF	
 MC0800-2	 MC1215-18	 MC1704-17	 MC1807-04MF	
 MC0800-3	 MC1215-27S	 MC1806-14	 MC1807-06MF	



Nuovi Strumenti per Composito – Magic Color
New Composite Instruments – Magic Color**NEW**

Nuovi manici e nuove punte, speciali per la lavorazione del Composito
New handles and new tips, particularly useful for Composite treatments

**MC1510-1D****MC1510-2D****MC1510-3D****MC1510-4D****MC1510-5D**

Serie strumenti prima visita
First examination instrument kit

SMC0600-23



Contenuto/Contents:

0601-2

Pinzetta per medicazione London-College *London-College cotton and dressing pliers*

MC2101-B

Manico per specchietto *Mouth mirror handle*

2200-4

Specchietto piano *Mouth mirror, plane - Fig. 4*

MC0700-23

Sonda *Explorer - Fig. 23*

SMC0600-9



Contenuto/Contents:

0601-2

Pinzetta per medicazione London-College *London-College cotton and dressing pliers*

MC2101-B

Manico per specchietto *Mouth mirror handle*

2200-4

Specchietto piano *Mouth mirror, plane - Fig. 4*

MC0700-9

Sonda *Explorer - Fig. 9*

SMC0600-6



Contenuto/Contents:

0601-2

Pinzetta per medicazione London-College *London-College cotton and dressing pliers*

MC2101-B

Manico per specchietto *Mouth mirror handle*

2200-4

Specchietto piano *Mouth mirror, plane - Fig. 4*


MC0700-6

Sonda *Explorer - Fig. 6*

Manico per specchietti
Mouth mirror handle



Sonde
Explorers



Sonde doppie
Double ended explorers

Per il controllo subgingivale della radice
For subgingival root examination



Sonde millimetriche paradontali
Periodontal pocket probes



Spreader
Spreader

Migliore elasticità e flessibilità
Optimum flexibility




Otturatori canalari Root canal pluggers

Punte molto sottili
Very fine tips



MC0802-2 Fig. 8 - Schilder



MC0802-4 Fig. 9 - Schilder



MC0802-6 Fig. 10 - Schilder



Otturatori doppi per canali Plugger/Spreader Double ended root canal Plugger/Spreader



MC0803-1 Fig. 1 - Machtou



MC0803-2 Fig. 2 - Machtou



MC0803-3 Fig. 3 - Machtou



MC0803-4 Fig. 4 - Machtou

Spatole Heidemann
Heidemann separating spatulas



MC1102-1 Fig. 1



MC1102-2 Fig. 2

Otturatori
Filling instruments



MC1215-18 Fig. 18 - Ball



MC1215-27S Fig. 26/27S - Ball

Brunitori
Burnishers



MC1204-1 Fig. 1 - Westcott

Strumenti per amalgama
Amalgam carvers



MC1202-2 Fig. 2

Strumenti per modellare e rifinire
Amalgam carvers



MC1210-2 Fig. 2



MC1400-2 Fig. 2 - Markley



Strumenti per modellare e rifinire Amalgam carvers



MC1500-02 Fig. 1/2 - Hollenback



MC1600-1 Fig. 1 - Cleoids-Discoids

Escavatori Excavators



MC1700-1 Fig. 1



MC1700-2 Fig. 2



MC1700-3 Fig. 3



MC1703-14 Fig. 14



MC1704-17 Fig. 17

Cucchiai alveolari Bone curettes



MC2000-1 Fig. 1 - Hemingway



MC2000-2 Fig. 2 - Hemigway



MC2000-3 Fig. 3 - Hemingway

Magic Color Magic Color

Curettes Gracey
Gracey curettes

SMC1807

Curettes Gracey serie 7 pezzi
Set of 7 Gracey curettes



Contenuto/Contents:

MC1807-02, MC1807-04, MC1807-06, MC1807-08, MC1807-10, MC1807-12, MC1807-14

GRA 1/2



GRA 7/8



Grigio
Grey GRA 1/2
GRA 15/16

Blu
Blue GRA 3/4
GRA 17/18

Giallo
Yellow GRA 5/6

Verde
Green GRA 7/8

Rosso
Red GRA 9/10

Arancio
Orange GRA 11/12

Azzurro
Light blue GRA 13/14



Incisivi
Incisors

GRA 1/2
GRA 3/4 (canini/canines)
GRA 5/6



Premolari
Premolars

GRA 7/8
GRA 11/12
GRA 13/14



Molari
Molars

GRA 9/10
GRA 11/12
GRA 13/14
GRA 15/16
GRA 17/18

GRA 11/12



GRA 13/14



Curettes Gracey
Gracey curettes



MC1807-02 Fig. 1/2



MC1807-04 Fig. 3/4



MC1807-06 Fig. 5/6



MC1807-08 Fig. 7/8



MC1807-10 Fig. 9/10



MC1807-12 Fig. 11/12



MC1807-14 Fig. 13/14



MC1807-16 Fig. 15/16




MC1807-18 Fig. 17/18

Curettes Gracey MF
MF type Gracey curettes



MC1807-02MF Fig. 1/2 MF




MC1807-04MF Fig. 3/4 MF



MC1807-06MF Fig. 5/6 MF



MC1807-08MF Fig. 7/8 MF



MC1807-12MF Fig. 11/12 MF



MC1807-14MF Fig. 13/14 MF




MC1807-16MF Fig. 15/16 MF



Curettes e scalars
Curettes and scalars




MC1806-2RL Fig. 2R/2L - Columbia



MC1806-4RL Fig. 4R/4L - Columbia



MC1806-14 Fig. 13/14 - Columbia



MC1829-CK6S Fig. CK6S Mini Crane-Kaplan



MC1827-204S Fig. 204S




MC1902-1 Fig. U15/33 Towner Jaquette

Kit di strumenti Magic Color

Magic Color instrument kit

SMC0700-5

Set strumenti diagnostici
Diagnostic instruments kit




Contenuto/Contents:

2772-1 Locking Tray Mini *Mini Locking Tray*, MC2101 - B Manico per specchietto *Mouth mirror handle*, 2200-4 Specchietto piano *Plane mouth mirror* - Fig. 4, MC0703-14 Sonda Williams *Williams probe*, MC0704-23D1 Sonda doppia *d/e Explorer* - Fig. 23/17, MC1700-2 Escavatore *Excavator* - Fig. 2, 0601 - 2 Pinzetta per medicazione London-College *London-College cotton and dressing pliers*

SMC0800-5

Set strumenti endodontici
Endodontic instruments kit




Contenuto/Contents:

2772-1 Locking Tray Mini *Mini Locking Tray*, MC0704-6D9 Sonda doppia *d/e Explorer* - Fig. 6/9, MC1700-1 Escavatore *Excavator* - Fig. 1, MC0803-1 Spreader/Plugger *Spreader/Plugger*, MC1500-02 Hollenback - *Hollenback* - Fig. 1/2, 0601-2 Pinzetta per medicazione London-College *London-College cotton and dressing pliers*

SMC1807-5

Set Strumenti Parodontali
Periodontal Instruments kit



Contenuto/Contents:

2772-1 Locking Tray Mini *Mini Locking Tray*, MC1807-02 Curette Gracey *Gracey curette* - Fig. 1/2, MC1807-12 Curette Gracey *Gracey curette* - Fig. 11/12, MC1807-14 Curette Gracey *Gracey curette* - Fig. 13/14, MC1829-CK6S Curette Mini Crane-Kaplan *Mini Crane-Kaplan curette*, MC1902-1 Scaler Towner-Jaquette *Towner-Jaquette scaler*



SEDE LEGALE HEAD OFFICE:

Asa Dental S.p.A. uninominale

Via Valenzana di Sopra, 60 - Bozzano - 55054 Massarosa (Lu) - Italy

Tel. +39 0584 938305 - 93363 - 938306

Fax +39 0584 937167

asadental@asadental.it

www.asadental.it - www.asadental.com

UNITÀ PRODUTTIVE OPERATIVE UNITS:

Via del Crocicchio, 69 - Bozzano - 55054 Massarosa

Via D. Rontani, 50 - Bozzano - 55054 Massarosa

Lucca - Italy

STABILIMENTI PRODUTTIVI PLANTS:

Via delle Piagge, 1/A - Martia - 55014 Capannori

Lucca - Italy

Via Fierla, 13 - Z.I. - 33085 Maniago

Pordenone - Italy

SEDE U.S.A. U.S.A. BRANCH:

Asa Dental USA Corp.

131 Jericho Turnpike, Suite 202

Jericho - New York 11753 - USA

SEDE CINA CHINA BRANCH:

Asa Dental CHINA CO., LTD

Room 315, Huaying Building,

Zhong xin Avenue

Tianjin Airport Economic Area

Tianjin - China



ASA DENTAL

MAKE PEOPLE SMILE

