

牙科印模屬復系列



CAVEX Cream Alginate 奶油印模粉

- 5 μm的精細印模。
- 輕易調拌成奶油般滑順質地。
- 高抗撕裂性及高彈性。
- 淡紫色及糖果口味的印模材有助於減少取模時的抗拒感。
- 一般凝固時間(約3.5分鐘)。
- 5年的產品使用效期。
- 全新配方。
- 可掃描。

衛署醫器輸字第 028175 號

NT\$400 / 包(500g)
NT\$7,500 / 箱(20包)



CAVEX ColorChange 高精度變色印模粉

- 光滑細致，精密勻質。
- 高彈性，完美細部複製。
- 極佳抗撕裂性及強韌度。
- 一般倒凹邊緣也可完整取模。
- 穩定度高9天不變形，可二次倒模。
- 四段變色：加水攪拌(變紫色)→操作印模(變粉紅色)→口內凝固(變白色)→灌石膏模待硬化約20分鐘(變回粉紅色)

衛署醫器輸字第 022192 號

NT\$350 / 包(500g)
NT\$5,400 / 箱(20包)



CAVEX CA38 藻膠印模粉 (精密取模)

- CA38 是CAVEX最高階品質的精密印模粉。
- 材質較為黏稠堅韌，適用於一般牙科診療及齒列矯正專科印模。
- 具高彈性與抗撕裂性，適用於margin精密取模，可得清晰細部至25μm。
- 粉質極細致，印模表面光滑少氣泡。
- 凝固時間 1.5 分鐘；與石膏相容性極佳。

衛署醫器輸字第 014499 號

NT\$350 / 包(500g)
NT\$6,200 / 箱(20包)



CAVEX CA37 藻膠印模粉 (一般取模)

- CA37 兼具強韌度與彈性，適用於一般牙科診療及齒列專科的精密印模。
- 可與藻膠寒天材 Hydrocolloid 結合進行雙重印模，提高精密度與精確度。
- 高度抗撕裂性及抗變形度，表面光滑。
- 凝固時間1.5分鐘與石膏相容性極佳。薄荷香氣，無塵、無鉛、無鎘、無污染。

衛署醫器輸字第 014499 號

NT\$200 / 包(453g)
NT\$4,500 / 箱(24包)



CAVEX Orthotrace 矯正專用印模粉

- Orthotrace 矯正專用印模粉，超快速固形(setting)可二次倒模不變形。
- 散發水果清香味，孩童患者不反感。
- 高度彈性及抗撕裂性，易取模不斷裂。
- 高濃稠度堅實的材質，可完整印取前庭。
- 快速吸水，易調拌均勻糊狀。

衛署醫器輸字第 017802 號

NT\$350 / 包(500g)
NT\$5,400 / 箱(20包)



CAVEX Tulip 藻膠印模粉 (對咬取模)

- 具強韌度，適用於一般牙科診療對咬模或搭配藻膠Agar，針對特定區域進行精密印模。
- 與石膏相容性極佳。
- 口內凝固時間1.5分鐘。
- 薄荷香氣，無塵、無鉛、無鎘、無污染。
- 價格較低，最經濟節省。

衛署醫器輸字第 019783 號

NT\$150 / 包(453g)
NT\$3,400 / 箱(24包)