



Signo G50

SIGNO 嶄新歷史由此誕生～

理想診療環境的提供、提升高精準度的治療，
所有答案都在此揭曉！

採用新型標準款治療台，可搭載微型顯微鏡。
進行高精準度的顯微鏡治療，兼顧舒適性與簡
化的保養。此外我們更用心以製造環保產品為
宗旨，SIGNO G50 符合歐洲RoHS指令及REACH
規定。

嶄新的 SIGNO 誕生！



溝通無障礙的信任關係

提升諮詢到治療的流程順暢度，保持與病患的良好溝通，正是呼應高精密度治療與安心信任感的產生。保護個人隱私的屏風，同時兼具簡便功能與設計的溝通系統櫃；與牙科治療台的組合，邁向理想的診療環境～



包覆性皮革墊

包覆性高的皮革墊能確實支撐病患的身體，達到舒適的乘坐感。採用了視覺美感與舒適觸感的材質。



Runabyu ES

標準新型的LED燈「Runabyu ES」是高亮度、省能源、壽命長；較傳統鹵素燈更省電。



過濾器

將需要每日清潔的過濾器配置於側箱前方，更容易拆洗。



防震模式：2段速控制 (選配)

幾乎不會感覺到座椅的升降、傾斜 / 起立時，震動的防震機構可以更自然地調整適合病患的診療位置。(※原廠選購，出貨後就無法加裝此功能)



頭枕滑動式機構 (選配)

配合病患的身形，搭載滑動式頭枕。可以更穩定的調整診療位置。



Runabyu EL (選配)

LED12個的全方位照射，實現絕佳的無影效果。此外最高可達到30000lx高亮度。省電壽命長對環境友善。



輕鬆保養

將每個月必須清潔1次的分離器與排水罐配置於側箱前側，提升了保養方便性。



殺菌濾芯

採用一個按押，即可更換新型殺菌濾芯方式。衛生性佳，也更容易更換。



醫師側的6孔抽取式器械掛架

裝備堅固把手的操作台，重新設定把手與旋轉軸的平衡點，可以更輕巧的操作。此外6孔式器械掛架只需要一個按押即可拆卸，提升清潔性與衛生性。



控制面板

為了使座椅與器械掛架操作更容易，集中配置的按鍵只需要一個按鍵即可完成切換“操作 ON 功能”。

(※操作ON功能所指HP設定、使用者設定等各種設定最大可註冊5個模式)



助理側的器械掛架

方便放置小物的托盤為一體化掛架，其中一部分可拆卸提升清潔便利性。



擺動式痰盂

減輕漱口時的負擔，痰盂可近距離靠近病患。



可拆卸磁器痰盂

不易沾染污漬的磁器痰盂。備有豐富色彩系列的5種。

※有雙折式及三折式躺椅可供選擇