



S I G N O
T R E F F E R T

White Collection Debut

PORSCHE DESIGN
STUDIO



現在TREFFERT治療椅有著不同的趣味，白色基調的簡約與天然色調的搭配，以黑色與紅色專用的彩色座墊組合，激盪出新的想像力，創造出更理想的診療空間。



記憶型頭靠及椅墊



數位影像操作面板



強化玻璃透明痰盂

「全新世代的治療椅」！由PORSCHE DESIGN STUDIO設計團隊與日本Morita合作設計，打造新世代「極致工藝美學」的治療椅，充滿了先進與創新，並兼具高雅及PORSCHE DESIGN的簡約時尚風格。SIGNO TREFFERT 主要的設計元素是由功能性及操作性來決定整體外型，極簡主義的設計理念不但提升了整體外觀的美感，更能滿足內心與靈魂的渴望。SIGNO TREFFERT 前衛和內斂的完美融合，使整體達到極致的和諧美感。

數位影像顯示操作面板



全新的數位影像顯示操作面板
清晰顯示手機操作及治療椅的設定狀態。

舒適的記憶型治療椅椅墊



Signo Treffert 椅墊
主要採記憶型設計，會針對每一個病患的體型調整讓病人更加放鬆。

治療躺椅裝置



Signo Treffert 治療椅
擁有“無震動感”機械裝置，安穩上下移動。

玻璃痰盂



痰盂高度25°，提供病患最理想的角度(如圖示)，玻璃痰盂可保持乾淨和水流向內旋轉，不噴濺。

醫師椅



免手持式高度自動調整
新式的椅背設計全面性支撐醫師腰及背部，確保更具人體工學，安穩舒適的長時間看診治療。



※有雙折式及三折式躺椅可供選擇