



SIGNO GIOII



※另有推車式可供選購



極緻 · 從不設限

新 · 高效能標準

配有LED手術燈的 Signo G10II
兼具高性能與成本效率的牙科配備新標準
在實際臨床診療提供醫師與患者
良好的設計與易於使用的機能性

LED 頭燈



新型的LED頭燈「Luna Vue ES」
具高亮度·省電·壽命長的特色
，比以往的鹵素燈壽命更長。

操作台 / 器械架



器械架結合操作台，簡潔好操作，
可拆下清潔與消毒。

頭枕與椅背



可安全穩固地支撐患者的身體，
增加患者的舒適度。

濾網



濾網位於治療台的外側，方便
保養清潔。

操作台支撐架



可移動範圍往上可調整達20°，
使患者的入座與離開更加容易。

座椅



座椅高度調整範圍，最低為40cm，
最高為75cm，使患者更容易進入
與移動。