



# Utilio II

移動式牙科用治療台



移動式牙科用治療台

UTILIO II

內建式壓縮機、馬達、給排水裝置等，  
接上電源插頭就能開始治療。

All-in-one 機型

移動式牙科用治療台「UTILIO II」，  
內建隱藏空壓機與吸唾裝置、給水罐、  
污水罐於本機中。

配置UTILIO II 治療台的瞬間，  
這裡就是治療的空間。



## 不受限於場所、能夠對應各式各樣環境的可移動式牙科治療台「Utilio II」



手器械掛架可拆洗，提升清潔度。



裝載大型握把，握把外殼可進行高消。



大型抽屜具延展性關閉功能，提升操作感。



腳踏控制器為盤線式，可以簡單收藏於本機內，不會造成移動時的麻煩。



給水罐(1L)、污水罐(1.2L)，內建於本機中，採用拆裝性與清潔性好的水罐。



新設計、手控式開關的吸唾裝置作為標準配備。前端可分解進行滅菌。



痰盂杯(選配)。



可裝載痰盂杯、痰盂掛架。(選配)



採用高移動性的大型腳輪，可以更快移動。



### Specification

外形尺寸 W440×D600×H905(mm)  
 本機重量 約65kg  
 電源電壓 AC100V 50/60Hz  
 電源輸入 1.5KVA  
 空壓機 300W 冷卻風扇 恆溫開關  
 吸唾馬達 380W冷卻風扇 恆溫開關  
 雙渦輪高速手機(光纖)  
 馬達手機 TR-91-0(光纖)  
 3用噴槍 WS201  
 強吸手控式開關型 VS112  
 腳踏開關(盤線式)  
 水罐 1L  
 污水罐 1.2L(浮球式開關)  
 痰盂杯(選配)  
 痰盂掛架(選配)  
 HEPA濾網(吸唾馬達排氣用)(選配)  
 本機外罩(塑膠製)(選配)