

TwinPower Turbine QD

雙渦輪－非光纖高速手機



- 22瓦的力量 順暢的切削感
- 零回吸 防止交叉感染
- 水逆止閥 精準控制
- 安全、快速停止 高效率及高安全性
- 鉻材質 重量輕，長時間使用也舒適
- 陶瓷培林 耐磨耗，不發熱
- 4孔接頭 可連接既有的標準4孔管線

Power



Basic雙渦輪葉片的設計，可產生達22瓦的力量。
(與TwinPower Turbine standard相同的設計，也提供相同的切削力)。

Safety

空壓系統獨特的設計，能達到真正零回吸，提供優異的零感染操控。2秒之內手機就可停止運轉，提供更安全及更有效的操作。

Design

鉻金屬材質柄身設計
重量極輕僅45g，可減輕操作時的疲累感。

產 品 規 格			
規格			
產品名稱	TwinPower Turbine	零回吸	Yes
型號	PAR-4HEX-ND	快速停止設計	Yes, within 2 seconds
配件	Lubricant spray nozzle	水逆止閥	Yes
輸出功率 (W)	22	牙科用清洗消毒	Yes
轉速 (rpm)	370,000 ± 30,000	空氣流量 (NL/min)	37 ± 3
出水孔	3	操作氣壓量 (MPa)	0.2 – 0.29
機頭直徑 (mm)	10.5	建議氣壓量 (MPa)	0.25
機頭高度 (mm)	13.2	LED 光纖	No
重量 (g)	45	接頭型式	
 Ceramic ball bearing handpiece	 Push-button chuck		