



# Lubrina

牙科手機維護保養機



## Lubrina 功能與特性

- 在100秒內 可提供 4支 牙科手機完成維護及保養
- 內建有手機夾頭維護系統
- 可清潔和潤滑所有品牌類型的牙科手機
- 獨特的雙潤滑系統
- 強化吹氣功能之步驟
- 可相容接受所有手機快接頭

## Time- and cost-saving efficiency

### 節省時間及成本的效率！

**Lubrina** 能高效率完成四支手機的清潔和潤滑保養。

**Lubrina** 採用節省的噴霧調配設計，有效的控制噴油使用量。

100秒內可快速完成4支手機清潔與潤滑

每支手機僅需25秒，就可完成清洗、潤滑和Chuck夾頭維護。

#### 內建手機夾具保養系統

Lubrina是第一台內建chuck夾頭保養系統的手機保養機。

#### 可相容各廠牌手機

只要更換快接頭，都可適用Lubrina提供的全方位保養。

#### 雙潤滑系統

獨特的雙潤滑系統，可同時使用兩種不同的潤滑噴劑。

#### 霧氣抽吸系統

可消除多餘的霧氣，減低油氣味，保持操作區的清潔。

#### 噴油指示燈號

若噴油量過低，指示燈將亮啟，告知需更換噴油。



Lubrina 可同時進行4支機頭及各種手機器械包括其他製造商生產的手機器械



獨特的雙潤滑系統

Lubrina Specifications	
Name	Lubrina
Model	HIM-1
Rating	AC 100 – 240 V; 50/60 Hz
Power consumption	18 VA
Operating air pressure	0.4 – 0.6 MPa
Recommended air pressure	0.5 MPa
Air flow	40 – 60 NL/min.
Weight	approx. 10 kg
Dimensions (mm)	W 300 x H 370 x D 300