



Cavex ColorChange


智慧變色高精密印模粉

- 高精密品質—吸水性佳，牙緣細部清晰，表面光滑，強韌，高彈性，抗撕裂，防斷裂！
- 三段式變色—加水變紫色>調拌操作變粉紅色>凝固變白色，過程精確顯現，精準掌控操作時間與凝固時間。
- 九天穩定度—高科技鎖水新配方(只要用一般塑膠袋封存)，抗收縮，可持續九天印模穩定度，可延後灌模，或二次倒模，與石膏相容性極佳。

CAVEX最新一代的藻酸鹽印模粉，ColorChange特別採用了會自動適應的反應機理設計配方而製造的高精密印模材。

在操作過程中會改變顏色，不同階段中顏色的變化將有助於操作者直接識別關鍵瞬間的印模過程：粉末-淡粉色 > 加水混合-紫色 > 粉紅色-填充tray 及放置在患者口腔 > 白色-setting 凝固自患者口腔移除 tray。

將ColorChange 存儲於一密封塑料袋 (100% R.H. 水氣)，可維持高達9天尺寸穩定度；適合一般牙科診所和牙齒矯正專科直接印模使用。



Cavex ColorChange
唯一能取代昂貴高成本的矽膠印模材！

不一樣的三段變色



開始加水調拌-紫色



結束調拌 放置牙托-粉紅



凝固硬化 自口內取出-白色