

CAVEX



Cavex GreenClean

牙托清潔劑 / 中性配方

- 100%純天然中性配方。
- 中性PH 7.0，不傷皮膚，不損壞任何器械及牙托，環保無汙染。
- 浸泡15~30分鐘即可清除牙托、調拌刀或其他器械上之印模粉、石膏等殘留物。
- 每罐可清洗500個以上的牙托。
- 清新宜人的柑橘氣味。
- 操作快速方便。
- 使用溫水或超音波震盪機可加速效用！



CAVEX GreenClean 是一種pH值 7.0 中性配方，專用於清除藻酸鹽印模粉和石膏殘留物的牙托清潔劑。

將乾固殘留物從印模托盤Tray、調拌刀、複模器或其他工具器械上去除；不具侵蝕作用，而是分解藻酸鹽和石膏其結構，使能洗淨牙托、調拌刀或複模器，而不損害表面。

淺綠色 GreenClean 具宜人柑橘香氣。

一公斤罐裝可清潔多達500個Tray，能提供給牙醫院所與牙科技工師日常進行印模作業後，清除牙托與器械上的印模粉和石膏殘留物最輕鬆安全的解決方案！

簡單操作步驟：



二匙GreenClean+500cc溫水



浸泡30分鐘



取出刷洗

