

PENTRON



Breeze®

微風-自黏性樹脂黏著劑

- 卓越的黏結強度—20.6 MPa 最新自黏式自動混合、強力黏著！
- 雙凝聚合一光固化或自凝固多重聚合性。
- 含氟化物—提供持續釋放氟化物、將齲齒的可能性降到最低。
- 多重應用—快速黏著完美的PFM金屬燒結瓷牙、氧化鋯、氧化鋁修復體、Crown、Bridge、Inlay、Onlay和Post根柱…等，簡化操作過程更快更容易！
- 多種顏色選擇—A2、Translucent 半透明及 Opaceous 遮蔽性白色。

Breeze自黏性樹脂黏著劑是設計專為Crown、Bridge、Inlay、Onlay和Post根柱…進行快速黏著，而無須再施行個別Etching，Priming，Bonding & Mixing…等繁雜處理程序，也免除囤積材料負擔。

採用先進的樹脂技術，Breeze提供自黏性樹脂中最強力黏固，與快速易使用的自動混合輸送。

可快速作用於調節牙本質，牙釉質及假牙修復體…多重功能集於單一材料的簡化黏著步驟。

減少術後的敏感性和大幅縮短操作過程的時間，讓醫生更安心，也騰出更多寶貴的診療時間。

黏假牙快速簡單三步驟：



1. 將Breeze擠於假牙內冠



2. 假牙放置定位



3. 光照



- 免Etching！
- 免Priming！
- 免Bonding！
- 免Mixing！
- 可減少術後敏感！

