

PENTRON

# Correct Quick®

## 咬合記錄專用矽膠印模材

- 極細緻—如慕斯般細緻綿密的黏稠度，複製細部最完整！
- 易操作—輕鬆擠壓快速自動混合，易附著接觸牙面，不漫流！高彈性，易取出！
- 快速凝固—Work Time 1分鐘 / Setting Time 3分30秒(從開始調拌計)。
- 咬合精準—具有極佳親水性與觸變性，瞬間成型、快速定型、穩定不變形！
- 硬度高—最終聚合凝固後，其硬度高且質地堅韌，以利於必要之切磨修整處理。
- 無異味，可多次灌模，精確的咬合記錄是精密製作的重要依據。

Correct Quick BITE 具有慕斯狀細緻黏稠度的咬合記錄專用聚乙炔印模材，能精準且快速的為所有患者進行各種對咬合取模與細部複製。

理想的操作時間與一分鐘凝固時間設計，讓使用者易於掌控操作性，而能於患者口內取模的最佳取模時間。

凝固後可達到高硬度/剛性，以利於必要之修整裁切；也可以用來作為Heavy Body/Tray 取代材料。



最理想的咬合記錄材 > 符合牙醫師與牙技師 最專業完美的要求！