

# BIOSTAR®

## 全數位智能操控氣壓熱塑成型機

- 智慧升級全數位圖文顯示3.2吋彩色螢幕操控器。
- 僅需1秒，加熱器就達到操作溫度。
- 獲得專利的短波長紅外線恆溫加熱器，具有溫度控制。
- 具有各種應用材料的條碼掃描技術，自動設定該壓模片所需要的加熱時間、冷卻時間與溫度。
- 6 bar 強力的工作氣壓。
- 加大的操作模杯，適合各種大小工作石膏模。
- 清楚列明操作訊息及下一步操作指示的大顯示屏。
- 以聲音和視覺提醒使用者操作狀態。
- 高效率設計的自動鋼砂集裝槽。

BIOSTAR是全球公認最佳的第一名成型機，新一代全數位升級的圖文顯示幕設計，全自動多功能高精密氣壓成型技術，運用連接壓縮氣強力正壓技術設計原理，內建數百組各種材質與不同厚度的熱塑壓模片，進行成形所需要的加熱時間、冷卻時間與加熱溫度感控…等參數設定程式。

直接將加熱受熱面翻轉壓覆於工作石膏模上，確保更精密貼合；專利設計的1秒鐘紅外線升溫加熱器，開機即可操作；獨特新設計的條碼掃描技術，不僅簡化操作步驟，讓使用者容易上手，更大幅提高操控安全及精準度，達到最高的工作效率！

### 操作步驟：



1. 壓模片材料進行條碼掃描。



2. 顯示材料內建程式設定參數。



3. 將壓模片固定夾於受熱槽，直接將加熱器移往加熱區。



4. 執行操作步驟指示加熱時間結束，機器發出嗶聲，將受熱槽翻轉至加壓槽，啟動加壓成型冷卻定型。



5. 加熱時間結束，機器發出警示嗶聲，洩壓，取出成型牙套。



- 一秒鐘升溫
- 條碼掃描輸入
- 彩色圖文顯示幕
- 6 bar 強壓