

MONITEX

Algimax II GX300

印模粉自動調拌機

- 內建三種攪拌時間：8秒、10秒及12秒，也可任意自行調整或設定。
- 低分貝運轉，不會造成聽覺負擔。
- 安全設定；運轉同時自動鎖定上蓋，完全停止運轉才可開啟。
- 防震設計，安全可靠。

Algimax II GX300 高性能藻酸鹽攪拌機，具有多項多國27張專利證書的創新技術，包括安全微型開關，避震設計、傳動結構、平衡調整...等，低噪音運轉。

該攪拌機能夠充分均勻攪拌藻酸鹽，避免結塊或氣泡，精細光滑，可提供更精確的印模和石膏鑄模。

8秒快速精準的攪拌操控，避免材料浪費或重新取模的狀況。

簡單易操作，流線造型便於清潔！



只要8秒輕鬆 Auto-mixing

