

MONITEX

BlueLEX LD-109

高功率5秒光固化機

- 最簡易上手操作的新款LED無線固化燈。
- 5 秒全功率光度，高達 1,600mw/cm²，10 秒爬升模式，15 秒脈衝模式。
- 快速光固化技術，高效率補綴修復。
- 可靠高性能 LED 強化技術，達到最好的聚合效果。
- 5 秒鐘即能固化 3mm 厚度的複合樹脂。
- 款式新穎，流線造型的主機設計與更穩固的充電座。

BlueLEX LD-109 為茂傑同類型產品中最強亮度，功率瞬間可達 1,600 mW/cm²，並有全功率、爬升和脈衝三種選項模式，牙科光固化的所有需求都可一台搞定。

請親自來體驗 LD-109 的優良品質與高功率！



衛署醫器製字第 003897 號