



# Sonic Surgeon 310L

超音波口腔手術專用骨刀機



- **60W高功率手機** 擴大使用範圍，並減少手術的時間。
- **DIT獨家超音波** DIT超音波技術，讓輸出功率更優質、更穩定。
- **振動分析的設計** 使手機和潔牙頭的耐用性和效率更佳！
- **可拆式手機頭容易清理** 可將感染風險降至最低。
- **配有Lux Hexa-LED燈** 清楚照亮治療部位，讓視線更精準，視野更廣闊。
- **觸控式3.2吋LCD面板** 提供易讀的畫面，與更簡單的使用者介面。
- **記憶輸出能量與水流的功能** 讓操作更便利。
- **多樣化的TIP應用** 使用專利的crestal approach (上顎竇增高術) 專用tip讓手術更方便安全。
- **多功能腳踏板** 能控制手機的開關、水流量和超音波能量大小。
- **自動冷卻功能** 電源開啟後，會在tip無震動的狀態下先供水10秒以預防骨頭升溫。