

scan>x® Duo

無限的高解析數位影像



Air Techniques 有50年以上的歷史，是牙科產品具領導地位的創新者和製造商。

我們以全面的滿意度為優先考量，製造值得信賴的產品並提供客戶優質的服務和技術支援。

無論需求是商品、數位影像或器材室設備，AIR TECHNIQUES 都能透過所授權的專業經銷商網路予以提供各種方案。

我們的產品皆在美國設計、測試、以及製造，協助牙科界專業人士的工作更上層樓。

AIR TECHNIQUES 的產品只經由其所授權的經銷商提供。



scanX® NEW BODY. FASTER ENGINE. BRILLIANT CHOICE.

DESIGN 設計

全新的機身 · 更快的輸出

白色機身與拋光銀色裝飾，全新ScanX為您的診所注入一股新鮮氣息。
3.5" x 5.5" 的LED螢幕在待機狀態下顯示藍光，在讀片狀態下顯示橘黃光。
全口系列影像只要短短的幾分鐘內就可完成。



VERSATILITY 多功能

雙匣同步讀取

適用於每個患者。
ScanX Classic能搭配8種圖像尺寸: 0, 1, 2, 3, 4, PAN, CEPH, 和TMJ。

超方便攜帶型的口腔設備，能夠同時讀取2個PSP感應片。

COMFORT 舒適

超薄的PSP感應片

ScanX的PSP感應片針對患者舒適度做了完美地設計。
具有圓潤的邊角，又比硬的感應片薄了10倍，我們的PSP感應片讓小孩和夫人都覺得舒服。



尺寸：12" H x 10" W x 10.375" D (30.48cm H x 25.4cm W x 26.352cm D)

重量：21.5 lbs. (9.75 Kg)

解析度：Up to 20 lp/mm

理論解析度：40 lp/mm (2000 dpi)

輸出：USB

影像規格：Two processing slots accept