



SIAMDENT SX3000 II

簡約·極美

經濟實惠的完美結合
源於Morita日系血統
承襲工匠精緻技藝
簡單而全方位的功能
Morita始終品質至上的堅持



標準配備與功能



助理掛架

提供強弱吸、3 WAY，並搭配多功能控制面板。



痰盂

陶瓷痰盂組配有自動給水、痰盂自動沖水和強弱吸3 WAY掛架。



LED手術燈

明亮無陰影的光照，兩側矽膠手柄為可拆式。



可伸縮頭枕

能夠調整適用於大人和兒童。



醫師操作台

具有寬敞的檯面、5組儀器的掛架、多功能控制面板和 first priority system。



腳踏板

易操作的多功能腳踏板。



扶手

提供穩定的扶手。



接線盒

適用於安裝治療椅。

選配裝置和功能



可伸縮頭枕-II

能夠調整適用於大人和兒童。



底座安全設施

地箱下有緊急停止按鈕



水罐

供應給手機蒸餾水或RO。